



Гомілкові імпланти

Заповнені силіконовим гелем
гомілкові імпланти мають два профілі
та дев'ять розмірів



Середній профіль



Анатомічний профіль

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Гомілкові імплантати, € 0483

Опис продукції

Гомілкові імплантати виготовляються в середньому і анатомічному профілі, використовуються для корекції форми гомілок та реконструкції після втрати м'яких тканин.

Три розміри анатомічного профілю і шість розмірів середнього профілю гомілкових імплантатів дозволяють ідеально скоригувати латеральну і медіальну ділянки musculus gastrocnemius як у чоловіків, так і у жінок..

Інформація про матеріали

Оболонка, яка містить бар'єрний шар, заповнена високо перехреснозв'язаним силіконовим гелем. Більш щільна консистенція силіконового гелю задовольняє всі вимоги щодо збільшеного навантаження на гомілкові імплантати.

Кишеня в дистальному кінці імплантату в комплексі з гладенькою поверхнею полегшують введення і розташування імплантату за допомогою інструменту..

Виробництво та якість імплантатів відповідають вимогам міжнародних стандартів по контролю якості ISO 9001 та ISO 13485. Всі матеріали, які використовуються, дозволені до застосування в медичній практиці.

Важлива інформація

Гомілкові імплантати постачаються упакованими поштучно і стерильними.

Увага: Будь ласка, зверніть увагу на детальну інструкцію по застосуванню, яка додається до кожного імплантату.


Гомілкові імплантати

Заповнені силіконовим гелем, гладенька поверхня, упаковані поштучно, стерильні, € 0483

Кат. №	Об'єм (мл)	Розміри (см)		
		A	B	C


Симетрична форма (середній профіль)

10200-012 ¹	12	2.1	6.2	1.6
10200-030 ¹	30	3.0	10.2	1.9
10200-070	70	3.3	15.7	2.3
10200-090	90	3.2	19.5	2.5
10200-120	120	3.4	26.8	2.5
10200-140	140	4.4	26.2	2.5



Анатомічна форма (анатомічний профіль)

10201-085	85	4.7	15.1	2.4
10201-140	140	5.4	19.7	2.5
10201-180 ¹	180	5.8	23.1	2.6



розміри приблизні

На складі ¹постачаються після замовлення ≈ 6 тижнів

Покази

- Збільшення
- Корекція контуру ніг, наприклад, після поліомієліту, у випадку вроджених дефектів
- Корекція після неврологічних захворювань
- Корекція аплазії та гіпоплазії
- Реконструкція, наприклад, після травми
- Заміна імплантатів

Дистриб'ютор:

ТОВ Політех Хелс Україна

бул. Л.Українки, 26, офіс 509 • 01133, Київ, Україна

+38 044 455 99 19

polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua



Виробник:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com